



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Целутрон LY300

ПРОДУКТОВ КОД:



- ❖ Благодарим Ви, че избрахте нас за покупката на този уред.
- ❖ Моля прочетете внимателно инструкцията преди употреба.
- ❖ В случай,че имате въпроси моля да се свържете с нас на посочените телефони.

1. Обща информация

Апаратът "Целутрон" - за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини, е устройство създадено с методите на съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината, физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазнините и мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.

Действието на целутрона използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло. Крайната цел е да се постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само естествените процеси в тялото. Създаването на устройството Целутрон е резултат от дългогодишни тестове, опити и анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.

Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът Целутрон обединява няколко режима на работа, на база на усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус.

Целутронът предлага комплексно решение за всички тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и електроимпулсния масаж.

Апаратът има основни програми, чрез които могат да се постигнат следните резултати:

- Подобряване на кръвообращението и стимулиране на мускулите
- Оформяне на тялото и отслабване
- Масажираща функция укрепваща мускулите
- Уголемяване на бюста

Неговата еднопосочна вълна произвежда импулс с ниска честота, който стимулира нерва, оказва натиск върху мастните клетки и принуждава тези клетки да отделят излишно съдържание и отлагания. Електронният импулс може да стимулира лимфната система, но също така и мускулите и кожата, така че може да се използва и при мускулна атрофия например. Подходящ е за стимулиране на мускулите, подобрява тяхната еластичност и функционалност.

Терапията с апарат целутрон изчиства токсините натрупани в тъканта. Разгражда мастните депа, стяга мускулите и моделира стегнат силует. Предизвиква натоваване на определени мускулни групи посредством електро-стимулация, т.н. пасивна гимнастика.

Процедури с целутрон се прилагат за решаване на проблеми с наднормено тегло, забавен метаболизъм; атрофия на мускулите, липса на еластичност на кръвоносните съдове и др.

Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини "Целутрон" е устройство създадено с методите на съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината, физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазнините и мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.

Действието на целутрона използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло. Крайната цел е да се постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.

Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните зони без, или с минимум странични въздействия при правилна употреба. Целутронът обединява няколко режима на работа, на база на усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.

EMS терапия

EMS е съкращение от електронна мускулна стимулация, която е известна като технология за електрическа стимулация на мускулите, а също и като технология за движение на мускулите. Простото обяснение е, че при нормални обстоятелства мускулите започват да извършват движения, след като получат сигнали от мозъка, докато EMS директно предава сигнала на мускула чрез стимулиране с ток и след това кара мускула да извършва пасивни движения, така че да се постигне ефектът на упражнението.

- EMS терапията може да отпусне мускулите, да насърчи местното кръвообращение, да предотврати атрофията на мускулите и да облекчи мускулния спазъм, за да упражнява мускулите. Той може точно и бързо да помогне на приемниците за лечение да укрепят кожата и да подобрят конституцията.
- Микроелектрическият ток с ниска интензивност може да стимулира мускулите да се свиват, като ги прави по-силни, вместо да ги намалява. Така той може да облекчи увисването, причинено от отпускането на мускулите, и да направи контура на лицето по-ясен, което има за цел да подобри мускулите.
- Помага за намаляване на мазнините в лумбалната област и корема.
- Ускорява обмяната на веществата, облекчава запека и подобрява перисталтиката на червата.
- Облекчава състоянието на отпуснатите и дебели ръце.
- Облекчава болките в раменете и гърба и облекчаване на буцата на гърба на врата.
- Насърчава кръвообращението и метаболизма.
- Циркулира кръвта и облекчава застоя, спомага за предотвратяване състоянието на разширени вени.

Приложим обхват

1. Хора, които страдат от болки в гърба и раменете, скованост на врата.
2. Хора, които страдат от безсъние.
3. За хора, които са склонни към умора и сънливост или имат лоша циркулация на кръвта.
4. Хора, които имат нежелани мазнини в областта на корема и талията или имат увиснала кожа.
5. Хора, които страдат от запек и блокирани меридиани в областта на корема.
6. Хора, чиито ръце са склонни към болки и изтръпване.
7. Хора, които страдат от лошо кръвообращение на долните крайници, отоци или затлъстяване.
8. Хора, които имат слаб имунитет, изпитват дискомфорт и болка по тялото или са уязвими към настинка.
9. Хора, които имат нежелани мазнини в някои области на тялото си.

Неприложим обхват

1. Хора с високо кръвно налягане, висок холестерол и висока кръвна захар, както и със сърдечни заболявания. **Тази група е необходимо да направи консултация с медицинско лице преди употреба на уреда!**
2. Жени, които са в период на бременност, кърмене или менструация.
3. Хора, чиито оперативни разрези заздравяват и които са в процес на възстановяване.
4. Хора с епилепсия и тежък диабет и хипертиреозидизъм.
5. Хора със злокачествени тумори, хемофилия или тежки кръвоизливи.
6. Хора с кожни и инфекциозни заболявания.
7. Хора, чиито гинекологични заболявания се лекуват.
8. Хора, които имат рак на лимфната система или проявяват признаци на рак.
9. Хора, които са твърде слаби или в състояние на анорексия.
10. Хора, които не са в адекватно състояние или които не се чувстват добре преди процедура.
11. Не употребявайте уреда по време на настинка или слаб имунитет.

Съвети за преди, след и по време на курс с терапии

1. Вземете душ след 4-6 часа след лечението
2. Избягвайте да ядете пикантни и мазни храни.
- 3.. Пийте повече гореща вода, за да подпомогнете обмяната на веществата
4. Избягвайте да оставате до късно, да пушите цигари и да пиете алкохол.

Как се работи с уреда?



Превключвател за захранващия модул и гнездо за захранващия кабел.

Между копчето и гнездото се намира мястото на предпазния бушон.

След като проверите дали всичко е свързано правилно и след натискане на превключвателя за захранване, ще се появи следният интерфейс



След като проверите дали всичко е свързано правилно и след натискане на превключвателя за захранване, ще се появи следният интерфейс.

На първия ред избирате времето за самата процедура. Можете да го контролирате посредством стрелките отляво и отдясно.

На втория ред избирате интензитета за процедурата. Съветваме Ви винаги да тръгвате от по-нисък към по-висок интензитет.

На 3-ти и 4-ти ред, ще виждате означенията със съответните показатели.



бутон старт/стоп

Съвети за безопасност

- Щепселът със заземяващ щифт трябва да се постави преди използването на уреда и захранващият контакт на уреда да е правилно заземен.
- Уверете се, че напрежението на уреда е подходящо. Ако напрежението на местното захранване не е стабилно, предлагаме на потребителя да добави регулатор на напрежението със съответстваща мощност между мрежата и уреда. Моля направете консултация със електро специалист.
- За да се гарантира ефектът нормалният експлоатационен живот на уреда, използвайте посочените части, предоставени или предложени от оригиналния производител.
- Уредът не трябва да се поставя на влажни места или в близост до водоизточници и не трябва да се излага директно на слънчева светлина.
- Не поставяйте уреда в близост до силен източник на топлина, тъй като това може да повлияе на живота и нормалната употреба на уреда.
- Преди терапия, моля, първо отстранете всички метални предмети от тялото, за да се избегнат неочаквани ефекти, условия или усложнения. Също така наличието на такива може да окаже негативно влияние върху ефекта от процедурата
- В никакъв случай не използвайте електроимпулсните падове върху очите щитовидната жлеза, тестисите, корема на бременни жени и пейсмейкърите.
- Моля, изключете превключвателя на захранването на устройството и се уверете, че общото захранване на устройството е изключено, преди персоналът да напусне след ежедневна употреба, за да се гарантира безопасността на електрическите продукти.

9. Не използвайте този уред, ако в гърдите има протеза.

Не може да се използва, ако в тялото има метален стент или имплант .

10. Жените по време на бременност, кърмене или менструация **не могат** да използват този уред.

11. Пияни хора не могат да използват този уред.

12. Уреда да не се използва от жени, които са претърпели цезарово сечение в рамките на половин година, аборт в рамките на 3 месеца или естествено раждане в рамките на 2 месеца.

13. Електроимпулсната терапия не трябва да се използва в областта на корема в рамките на 1 час след хранене.

16. Не поставяйте електродите на EMS върху възпален мускул (или друга част от тялото) или такъв с рана.

17. Моля, не поставяйте пластирите EMS върху белега, причинен от скорошна операция (в рамките на 10 месеца).

18. Почиствайте инструмента с нормален физиологичен разтвор (не използвайте етилов алкохол) след работа, за да осигурите неговата чистота и хигиена и да удължите експлоатационния му живот.

Отстраняване на неизправности и решения

1. Инструментът не може да бъде стартиран и светлинният бутон на гърба на машината не работи?

A. Уверете се, че захранващият кабел е свързан към контакт с нормално захранване.

B. Дали предпазителят на гърба на инструмента е разхлабен или изгорял.

2. При използване на вакуумната чаша или чашата за смазка има слаба или никаква сила на привличане?

A. Моля, изключете машината и проверете дали специалният филтър трябва да бъде сменен.

B. Моля, проверете маркуча, свързващ чашата с корпуса на машината, който може да е счупен.

C. Проверете дали контейнерът на филтъра е завит здраво и дали гумените пръстени са износени. Случаят може да възникне, ако зоната не е херметизирана.

D. Ако горните методи не могат да решат този проблем, моля, свържете се с дистрибутора на машината за помощ.

3. Мога да стартирам инструмента, но екранът показва грешно съобщение?

A. Моля, изключете щепсела на захранващия кабел зад инструмента и изчакайте около 1 минута, преди да рестартирате инструмента.

B. Ако горепосоченият метод не може да реши проблема, моля, свържете се с дилъра на инструмента за помощ.

Често задавани въпроси

1. В: Има ли странични ефекти при вакуумното уголемяване на гърдите?

Няма да има странични ефекти. Вакуумното уголемяване на гърдите напълно възприема чисто физическия метод за уголемяване на гърдите. Масажът и вакуумното засмукване и освобождаване са общи принципи, които се използват в инструментите за физиотерапия в здравеопазването. Този инструмент обаче използва високи технологии, за да интегрира различни принципи за постигане на по-добър ефект без отскок и без странични ефекти.

2. В: Колко време мога да видя ефекта след използването на тази машина за грижа за лицето?

При нормални обстоятелства можете да усетите, че порите са почистени и кожата е гладка още същия ден. По принцип грижата за лицето трябва да се прави поне веднъж седмично, а ефектът ще става все по-добър, ако предприемате повече процедури.